

溶剂表（摘录）

溶剂	分子式	40℃沸点处压力（毫巴）
醋酸	$C_2H_4O_2$	44
丙酮	C_3H_6O	556
乙腈	C_2H_3N	226
正戊醇	$C_5H_{12}O$	11
正丁醇	C_4H_{10}	25
叔丁醇	$C_4H_{10}O$	130
丁酯	$C_6H_{12}O_2$	39
氯苯	C_6H_5Cl	36
氯仿	$CHCl_3$	474
环己烷	C_6H_{12}	235
二氯甲烷	CH_2Cl_2	大气压力
乙醚	$C_4H_{10}O$	大气压力
1,2-二氯乙烯（反式）	$C_2H_2Cl_2$	751
二异丙醚	$C_6H_{14}O$	375
二恶烷	$C_4H_8O_2$	107
二甲基甲酰胺	C_3H_7NO	11
乙醇	C_2H_6O	175
乙酸乙酯	$C_4H_8O_2$	240
乙甲基酮	C_4H_8O	243
庚烷	C_7H_{16}	120
己烷	C_6H_{14}	335
异丙醇	C_3H_8O	137
异戊醇	$C_5H_{12}O$	14
甲醇	CH_4O	337
戊烷	C_5H_{12}	大气压力
正丙醇	C_3H_8O	67
五氯乙烷	C_2HCl_5	13
1,1,2,2-四氯乙烷	$C_2H_2Cl_4$	35
1,1,1-三氯乙烷	$C_2H_3Cl_3$	300
四氯乙烯	C_2Cl_4	53
四氯化碳	CCl_4	271
四氢呋喃	C_4H_8O	357
甲苯	C_7H_8	77
三氯乙烯	C_2HCl_3	183
水	H_2O	72
二甲苯	C_8H_{10}	25