

# IKA

designed for scientists



## H 135.108 Block 250 ml

/// Технический паспорт

Round bottom  
Volume: 250 ml

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

### Технические данные

Нижняя форма	плоский
Полезный объем макс. [ml]	250
Количество отверстий	1
Диаметр отверстия [mm]	86
Глубина отверстия [mm]	31.5
Форма отверстия [mm]	сферический
Рабочая температура макс. [°C]	300
Материал	анодированный алюминий
Размеры [mm]	90 x 35 x 79
Вес [kg]	0.0405