

Vorbeugende Wartung und Kalibrierung /// IKA PETTE Kalibrierpakete

Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind das A und O beim Pipettieren. Regelmäßige Wartung und Kalibrierung verringern Kosten- und Haftungsrisiken. Für sämtliche Modelle unserer Serie IKA PETTE sowie auf Anfrage auch für Pipetten anderer Hersteller bieten wir Ihnen daher attraktive Kalibrierpakete:

Standard	GLP/ Pharma	DAkkS
EMPFEHLUNG		
Für alle Labore ohne formelles QM-System	Für GMP-, GLP- oder GCLP-regulierte Labore (mit Eingangskalibrierung)	Als Rückführungsnachweis für akkreditierte und zertifizierte Labore
ENTHALTENE LEISTUNGEN		
<ul style="list-style-type: none"> › Außenreinigung & Desinfektion › Wartung & Innenreinigung › Justierung & Reparatur (bei Bedarf) › Ausgangskalibrierung inkl. Kalibrierschein und Messprotokoll (10 Messwerte pro Prüfvolumen) › Aktuelle Kalibriermarke 	<ul style="list-style-type: none"> › Außenreinigung & Desinfektion › Eingangskalibrierung „as found“ inkl. Kalibrierschein und Messprotokoll (4 Messwerte pro Prüfvolumen) › Wartung & Innenreinigung › Justierung & Reparatur (bei Bedarf) › Ausgangskalibrierung inkl. Kalibrierschein und Messprotokoll (10 Messwerte pro Prüfvolumen) › Aktuelle Kalibriermarke 	<ul style="list-style-type: none"> › Außenreinigung & Desinfektion › Wartung & Innenreinigung › Justierung & Reparatur (bei Bedarf) › Ausgangskalibrierung inkl. DAkkS-Kalibrierschein und Messprotokoll (10 Messwerte pro Prüfvolumen) › Aktuelle DAkkS-Kalibriermarke
ERLÄUTERUNGEN		
<ul style="list-style-type: none"> › Durchführung mit 10 Messwerten konform zur DIN EN ISO 8655 und damit dem Stand der Technik entsprechend. › Innenreinigung und Wartung verbessern den Zustand der Pipette, so dass das Risiko von Fehlfunktionen im folgenden Nutzungsintervall. 	<ul style="list-style-type: none"> › Die Eingangskalibrierung erfasst den Anlieferungszustand vor der Wartung. So kann bei Messabweichungen der maximale Messfehler besser abgeschätzt werden, um zu beurteilen, ob Ergebnisse nachträglich korrigiert oder zurückgezogen werden müssen. › Sie erhalten einen zweiten Kalibrierschein und ein zweites Messprotokoll konform zur DIN EN ISO 8655 und damit dem Stand der Technik entsprechend. 	<ul style="list-style-type: none"> › Offiziell anerkannte Rückführung der Kalibrierung nach DIN EN ISO 8655. › Mit DAkkS-Kalibrierschein konform zur DKD-R 8-1 (minimierte Messunsicherheit).



Preise*

Gerätetyp	Standard	GLP/ Pharma	DAkKS
1-Kanal-Pipetten (Fixvolumen)	25,90 EUR	32,90 EUR	44,90 EUR
1-Kanal-Pipetten (variables Volumen)	32,90 EUR	44,90 EUR	56,90 EUR
8-Kanal-Pipetten variables Volumen	84,90 EUR	112,90 EUR	104,90 EUR
12-Kanal-Pipetten variables Volumen	109,90 EUR	149,90 EUR	138,90 EUR



Haben Sie Fragen?

Unser Service-Team steht Ihnen persönlich zur Verfügung:

Telefon: 00 8000 4524357

eMail: service@ika.de

* Anfallende Transport- und Versandkosten werden berechnet.

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind gültig bis 31.10.2020.

Alle wiederkehrenden Kalibrierungen werden von einem nach EN ISO 17025 akkreditierten Prüflabor und gemäß der internationalen Norm EN ISO 8655 durchgeführt.

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Deutschland

Telefon: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de



www.ika.com



[IKAworldwide](https://www.facebook.com/ika) // [#lookattheblue](https://www.instagram.com/ika)