

配套产品

以下 IKA 产品可以更好的配套 G-L 离心机使用：



mini G
离心机
订货号 003958025

PETTE vario 100 – 1,000 µl
移液器
订货号 0020011216

Trayster digital
摇床
订货号 0004006000

FAQ

IKA G-L 离心机是数字显示屏吗？
是的，IKA G-L 离心机有三个数字显示屏。第一个屏幕显示 rpm/rcf 值；第二个屏幕显示计时 / 定时；第三个屏幕显示选择的程序。

IKA G-L 离心机可以调节转速吗？
可以，速度调节设置步进 100rpm/rcf。

需要哪些工具来更换转子？
IKA G-L 离心机更换转子不需要任何工具。

IKA G-L 配件信息



G-L 转子 2 × PRC 8 联管 × 0.2 ml
订货号 0030001345

更多配件信息
请登陆
www.ika.com

201810_IKA G-L_CN_94000602

CN



IKA G-L

/// 通用型微量离心机

中等转速下分离物质：IKA G-L 是一款理想的微量离心机，尤其适用于分子生物学领域。它可以使用标准的 1.5/2.0 离心管及 PCR 联管。按钮自动开盖功能。



安全保护功能

离心机配套有一个金属盖，只有在盖子完全密闭的情况下，才能开启运行。

最先进的显示界面

通过薄膜按键实现完全直观的菜单导航，从而非常方便的设置转速、时间及程序。

强劲的马达

此款离心机使用高性能的马达，从而实现离心转速高达 15,700 rpm。

IKA G-L
订货号 0030001345

备注：标配 12 位 1.5/2.0 ml 金属转子及盖子

清晰的分类显示

IKA G-L 技术参数

技术参数	
转子容量	12 × 1.5/2.0 ml
转速	最小, 800 rpm 最大, 15,700
转速偏差	5 %
离心加速度	16,500 G
计时功能	是
计时显示	7 字段 LED
配平监测功能	是
急停功能	是
开盖功能	自动
转子更换	无需工具
保护盖	是
接口	USB

基础参数	
重量	3.9 kg
外形尺寸 (W × H × D)	200 × 140 × 280 mm
允许环境温度	5 – 40 °C
允许相对湿度	80 %
防护等级 DIN EN 60529	IP 20
电压	100 – 115 V
频率	50/60 Hz
电机功率输入	65 W
输入功率	92 W 待机: 18 W

