

其它配套产品

配套以下设备，可以为您在实验室使用 ROTAVISC 进行粘度测量更加便利：



HRC 2 控制型
加热制冷恒温循环器
订货号 0020013399



ICC 基本型 pro 20
浸入式加热恒温循环器
订货号 0010000930



STARVISC 200-2.5 控制型
扭矩测量搅拌器
订货号 0025006522

ROTAVISC 可选附件

为每个粘度测量选择合适的配件：螺旋适配器套装，桨式转子套装，低容量适配器套装以及超低粘度适配器套装。



DIN S-1 DIN 适配器套装
订货号 0025000387



Van-1 桨式转子套装
订货号 0025000407

更多配件信息
请登陆
www.ika.com

201809_Viskosimeter_Rotavisc_CN_94000588

CN



ROTAVISC 旋转粘度计

/// 同级别粘度计中功能性最强

全新的 ROTAVISC 系列提供从实验室到质量控制中所有的流体粘度测量应用。4 个型号覆盖超宽的粘度范围。无论是想要进行简单的还是特殊的粘度测量，ROTAVISC 都可以提供快速和精准的结果。随机配置包括标准转子套装，转子保护支架，温度探头和粘度计支架。



操作简单

通过 4.3" TFT 显示屏可以直观地进行菜单操作。电子水平仪可以非常便利地调整仪器到正确的水平位置。RAMP 斜率控制功能帮助简化重复性的任务。

高精度的测量

ROTAVISC 系列旋转粘度计的测量精度为 $\pm 1\%$ 满量程，重复性为 $\pm 0.2\%$ 满量程。

转速无级可调

ROTAVISC 是一款提供无级可调转速的粘度计。



ROTAVISC lo-vi Complete 订货号 0025000310

ROTAVISC me-vi Complete 订货号 0025000311

ROTAVISC hi-vi I Complete 订货号 0025000312

ROTAVISC hi-vi II Complete 订货号 0025000313

ROTAVISC 技术参数

技术参数		ROTAVISC 型号	
粘度精度	1 % 满量程	ROTAVISC lo-vi	
粘度重复性	0.2 % 满量程	粘度测量范围	1 – 6,000,000 mPa·s
显示	TFT	ROTAVISC me-vi	
马达输出功率	4.8 W	粘度测量范围	100 – 40,000,000 mPa·s
测量温度范围	最小, -100 °C 最大, +300 °C	ROTAVISC hi-vi I	
转速范围	0.01 – 200 rpm	粘度测量范围	200 – 80,000,000 mPa·s
转速设置精度	0.01 – 1 rpm: 0.01 rpm 1 – 200 rpm: 0.1 rpm	ROTAVISC hi-vi II	
温度测量分辨率	0.1 K	粘度测量范围	800 – 320,000,000 mPa·s
外部温度探头	PT 100		
图形功能	有		
校准	有		
触控按钮	有		
过载保护	有		
操作模式	连续操作 条件停止: 定时、粘度、扭矩、温度		
支架连接	延长臂		
接口	USB, RS 232		
通用参数			
重量	5.6 kg		
尺寸 (W × H × D)	500 × 175 × 420 mm		
允许环境温度	5 – 40 °C		
允许环境湿度	50 %		
电压	100 – 240 V		
频率	50/60 Hz		
电源输入	24 W, 待机: 0.06 W		
防护等级 DIN EN 60529	IP 40		