

## Наша рекомендация для надежного измерения вязкости /// Соглашение о калибровке и техническом обслуживании IKA



Точное определение реологических параметров имеет большое значение при контроле качества или в лаборатории при разработке новой продукции. Для обеспечения точности измерений вискозиметров ROTAVISC приборы подвергаются заводской калибровке с использованием специально разработанной высокоточной автоматизированной калибровочной станции. Для того, чтобы полагаться на достоверность результатов измерений в будущем, мы рекомендуем выполнять калибровку через регулярные промежутки времени.

Наше соглашение о калибровке и техническом обслуживании предлагает различные интервалы технического обслуживания и калибровки - в зависимости от типа устройства, типа применения и объема образца.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- › Калибровка с предоставлением сертификата
- › Включает в себя замену изношенных деталей
- › Включает в себя обновление программного обеспечения
- › Включает в себя доставку при возврате устройства (клиенту)
- › Быстрое время обработки: всего 2 – 3 рабочих дня
- › Предоставление устройства во временное пользование в соответствии с Вашим отдельным заказом



Свяжитесь с нашей командой сервисного обслуживания сегодня и получите выгоду от соглашения о калибровке и техническом обслуживании IKA.

По телефону: **00 8000 4524357** или  
по электронной почте: [service@ika.de](mailto:service@ika.de)

### ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ОДНОРАЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КАЛИБРОВКУ?

Это не проблема, мы также предлагаем услуги без заключения договора по фиксированной цене 340,00 €\*.

\* Цена действительна до 31.12.2020 и только в пределах Евросоюза (см. Форму «Фиксированная стоимость тех. обслуживания» на сайте HYPERLINK "<http://www.ika.com>" [www.ika.com](http://www.ika.com))



designed for scientists

## Проверка точности измерения Вашего вискозиметра ROTAVISC



Стандарт ISO 17025 требует проверки измерительных устройств. Вискозиметр ROTAVISC позволяет Вам выполнить эту проверку самостоятельно.

Благодаря широкому ассортименту соответствующих стандартных жидкостей Вы можете проверить производительность Вашего вискозиметра без необходимости оплаты расходов на внешнее техническое обслуживание.

С помощью раздела [ROTAVISC CALIBRATION CHECK](#) (Проверка калибровки вискозиметра ROTAVISC) на нашем веб-сайте Вы можете проверить, находятся ли все измеренные значения в пределах заданных допусков точности измерений.

ИКА предлагает сертифицированное стандартное кремниевое масло вязкостью от 5 до 100 000 мПаc



**CAL-O-50**  
стандартное  
кремниевое масло  
50 мПаc  
Идент. №: 0025000399



**CAL-O-5000**  
стандартное  
кремниевое масло  
5000 мПаc  
Идент. №: 0025000437



**CAL-O-12 500**  
стандартное  
кремниевое масло  
12 500 мПаc  
Идент. №: 0025000466

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Телефон: +49 7633 831-0, Факс: +49 7633 831-98

eMail: [sales@ika.de](mailto:sales@ika.de)



[www.ika.com](http://www.ika.com)



[IKAworldwide](#) // #lookattheblue