

**IKA®**

# IKA® mini G 离心机



**designed**  
to work perfectly

# IKA® mini G | 精巧而强劲!



IKA® 推出全新迷你型离心机，对于不需超高速运作的应用领域 mini G 是个绝佳选择，如微过滤和细胞分离。小巧紧凑的外观设计，占用空间少是该仪器的显著特点。透明的顶盖可以确保用户能随时明了地对实验过程进行察看，且能与微型离心管及 PCR 联管配套使用。

技术参数	IKA® mini G
处理量	8 x 2.0 ml
允许密度	1.2 kg / dm <sup>3</sup>
离心加速度	2000 G
最大动能	20 Nm
马达输入/输出功率	12 / 8 W
固定转速	6000 rpm
转子反转	否
转速偏差	5%
定时功能	1 – 99 min
定时显示	7 位 LED
工作制式	100%
快速停机	是
顶盖开启	自动
转子更换	不需工具
外形尺寸 (W x D x H)	155 x 175 x 105 mm
重量	1.4 kg
允许环境温度	5 – 40 °C
允许相对湿度	80%
直流电压	24 V

订货号: 3958000



**IKA®+**  
独有的产品安全特性

- > 机器只有在顶盖关闭的情况下才会运行
- > 轻轻一按开启按钮顶盖即可打开

**产品特性**

- > 恒定转速 6000 rpm
- > 可调定时范围(1 – 99分钟)
- > 智能快速停机
- > 快速启动
- > 精巧设计，低噪音
- > 转子更换无需任何辅助工具
- > 触摸式按键操作简便


- 可调数字定时功能
- 低噪音
- 独有的产品安全特性

- 智能快速停机功能
- 转子更换无需任何辅助工具
- 触摸式按键操作简便

保护等级 DIN EN 60529: IP 30



随机配件	
转子 8 x 1.5 / 2 ml	① 订货号: 3918500
转子 4 x 条 8 x 0.2 ml	② 订货号: 4531300
0.5 ml x 8 适配器	③ 订货号: 4470900
0.4 ml x 8 适配器	④ 订货号: 4470901
0.2 ml x 8 适配器	⑤ 订货号: 4470902



技术参数如有变更，恕不另行通知。  
本资料仅供参考，不作为交货时具有约束性的条件。

**IKA®+**

#### 轻松下单!

欲获取更多相关产品信息及下单采购，请登录 IKA® 官网：

[www.ika.cn](http://www.ika.cn)



[www.facebook.com/IKAworldwide](http://www.facebook.com/IKAworldwide)

#### 集团总部

IKA®-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Str. 10

79219 Staufen

Germany

IKA® Works Guangzhou

广州仪科实验室技术有限公司

广州经济技术开发区友谊路173 - 175 号

广州 510730 中国

Tel.: +86 20 8222-6771

Fax: +86 20 8208-8373

免费服务热线: +86 400-886-0358

E-mail: [info@ika.cn](mailto:info@ika.cn)

[applicationsupport@ika.cn](mailto:applicationsupport@ika.cn) (应用)

[www.ika.cn](http://www.ika.cn) · [www.ikaasia.com](http://www.ikaasia.com)

#### 上海联络处

上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际

商务中心A座2304室

上海 200233 中国

Tel.: +86 21 5187 9331

Fax: +86 21 5406 7710

#### 北京联络处

北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦

1007A室

北京 100021 中国

Tel.: +86 10 5128 5539

Fax: +86 10 5128 5539-808

## 常见问题解答

#### IKA® 是否提供 PCR 条管转子?

是的， IKA® mini G 随机配置一个转子可供四排型 8 x 0.2 ml PCR 联管使用

#### mini G 最大的动能是多少?

最大动能可达 20 Nm

#### 离心机的顶盖如被打开，会发生何种情况?

顶盖打开时，离心机将立即停止工作

#### 更换转子需要什么工具?

不需任何辅助工具更换转子

#### IKA® mini G 是否带有定时功能?

是的，定时范围为 1 - 99 分钟

#### IKA® mini G 的离心加速度是多少?

IKA® mini G 的离心加速度为 2000 G

#### IKA® mini G 是否具备电子显示功能?

是的， IKA® mini G 配置 7 位 LED 定时显示功能

#### 离心机的转速是否可调?

IKA® mini G 的转速不可调，固定转速为 6000 rpm

201505\_Centrifuge\_Brochure\_CN\_wop