

DE

Einweg, aber mehrfach

/// Autoklavierbare Einweggefäße für MultiDrive control

Kreuzkontaminationen effektiv vermeiden: Die Einweggefäße BT 250.5 und MT 150.5 für den Zerkleinerer MultiDrive control sind so konstruiert, dass sie autoklaviert und wiederverwendet werden können.

FÜR NASSE PROBEN

Blending Tube

BT 250.5 ist ein Einweggefäß mit 4-fachem Kreuzschläger und Strömungsbrechern.

Es eignet sich bestens zum Nassmischen.



FÜR TROCKENE PROBEN

Mixing Tube

MT 150.5 ist ein Einweggefäß mit klassischem Edstahlschläger.

Es eignet sich bestens zum Mahlen trockener Proben.



/// Gut zu wissen

- › Beide Gefäße können autoklaviert werden und verhindern damit selbst bei Mehrfachverwendung wirkungsvoll Kreuzkontaminationen.
- › Ersatzdichtungen verlängern die Lebensdauer beider Gefäße.
- › Ein integrierter RFID-Chip stellt die ideale Nutzungsdauer sicher. Sie erfahren, wann Sie die Dichtung oder das ganze Gefäß wechseln müssen.
- › MultiDrive control erkennt automatisch, ob mit dem Gefäß auch das erforderliche Schutzgehäuse verwendet wird.

TECHNISCHE DATEN

	BT 250.5	MT 150.5
Stückzahl	Je 5 Gefäße und 5 Ersatzdichtungen inkl. Freischaltcode pro Packung	
Nutzvolumen	250 ml	150 ml
Korngröße maximal	10 mm / 5 Mohs	
Produktberührendes Material	Edelstahl, PCTG	
Autoklavierbar	Ja	
FDA-konform	Ja	

Nutzbar nur in Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen TC 1 Schutzgehäuse.

