

IKA

designed for scientists



C-MAG HS 7 control

Tanım no. 0020002694

€ 899,00



ÜRETİCİ YAZILIMINDAKİ EN SON GÜNCELLEMELERE erişim sağlayan USB bağlantısı

TEKNİK VERİLER

/// C-MAG HS 7 control, Tanım no. 0020002694

Maks. karıştırma kapasitesi	20 l	Maks. karıştırma çubuğu boyu	30 – 80 mm
Çıkış motor gücü	9 W	Ayarlanabilir güvenlik devresi	100 – 650 °C
Devir aralığı	50 – 1.500 rpm	Malzeme yerleştirme yüzeyi	Keramik
Isıtma gücü	1.000 W	Yerleştirme alanı ölçüleri	180 x 180 mm
Isıtma sıcaklık aralığı	RT – 500 °C	Boyutlar (G x D x Y)	220 x 354 x 88 mm
Isıtma sıcaklığı ayar seçeneği	Ayar düğmesi	Ağırlık	4 kg

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Almanya
Telefon: +49 7633 831-0, Faks: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de, Web: www.ika.com



IKAworldwide /// #lookattheblue

Fiyat değişikliği ve teknik değişiklik hakları saklıdır.
Fiyat 31 Aralık 2017'ye kadar geçerlidir. Tüm fiyatlarda KDV hariçtir.

TR

201706_C-MAGcontrolHS7_TR_IWS_EUR



HIGHLY RESISTANT

1910 yılından beri, kimyagerlerin daha iyi bir dünya yaratmasına olanak sağlamak için tutkuyla çalışıyoruz.
A'dan Z'ye kadar.

IKA C-MAG HS7 CONTROL.


C-MAG HS 7 control

/// Yeni manyetik karıştırıcı

Manyetik karıştırıcı C-MAG HS 7 control, kare şeklinde seramik bir ısıtma plakası ile donatılmıştır. 20 l'ye kadar karıştırabilir (H₂O) ve 50 – 1.500 rpm'lik bir devir aralığına sahiptir.

Ürüne ve kaliteye olan inancımız, ilk kez sunduğumuz ömür boyu garanti ile de görülebilir. Isıtıcıya sahip güvenilir bir manyetik karıştırıcı sayesinde artık bilim adamları işlerine ve deneylerine daha çok odaklanabilir.

IKA sadece kimyasala karşı dayanıklılık ve güvenlik nedeniyle kırılmaz cam tercih etmedi, aynı zamanda IKA cam yüzeyli yeni manyetik karıştırıcı ile görsel olarak da bir değişiklik yarattı.



Ömür boyu garantili manyetik karıştırıcı:

